



neu

Wir bringen Bewegung in die
liegende Bioimpedanz-Messung.

seca mBCA 525 –
Definiert seinen eigenen Maßstab.



seca[®]
Präzision für die Gesundheit

seca mBCA 525 –

Die neue Kompaktklasse in der mobilen Analyse der Körperzusammensetzung.

- Handling**
Die präzisen Ergebnisse werden schnell und verständlich aufbereitet angezeigt.
- Messparameter**
Das intuitive Touchscreen-Display erleichtert Messung und Auswertung von Fettmasse, Muskelmasse und Körperwasser.
- Auswertung**
Die verständliche Darstellung der Messwerte verbessert das Patientengespräch.
- Medizinisch validiert**
Medizinische Studien* stützen die Präzision der BIA-Messung, die mit dem jeweiligen Goldstandard vergleichbar ist.
- Return on Investment**
Erweitert Ihr Angebot und erhöht Ihren Leistungsumfang.

Die mobile Anwendung zu Ende gedacht.

Immer perfekt im Bild.

Die übersichtliche Darstellung aller Parameter macht die Diagnose extrem einfach und erleichtert das Patientengespräch.

Sicheres Messen.

Auf der Messmatte ist die richtige Anbringung der Elektroden abgebildet. Jede Messung beginnt erst nach einem automatischen Elektrodentest.

Immer einsatzbereit.

Im praktischen Transportfach wird die Messmatte per Induktion aufgeladen.



Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen oder wünschen eine Produktvorführung? Rufen Sie uns an **+49 40 20 00 00 0**.

Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter mBCA.seca.com